

# Neo-G kniebrace - gesloten



Art: AD142008 | Merk: [NEO-G](#)



## Productinformatie

Gebruikt als steunbrace bij overbelasting van de knie. De bandage wordt midden over de knie aangebracht en vervolgens trekt men de middelste band aan. Vervolgens doet men hetzelfde met de onderste en de bovenste band tot hij een comfortabele steun geeft. Eén maat, bilateraal bruikbaar. Omtrek: maximaal 56 cm (te meten 10 cm boven de knie).