

Corbett Targeted Coin Test - manipuleren van munten

Art: 586086



Productinformatie

Met de Corbett Targeted Coin Test Box beoordeelt men de manipulatie van handpalm naar vingertop (In-Hand Manipulation IHM).

In de test moet men munten verplaatsen van de handpalm naar de vingertoppen. Vervolgens moet men deze munten in verschillende gleuven steken. Deze zijn in verschillende richtingen gepositioneerd: verticaal, horizontaal en diagonaal.

De test vereist meer complexe visueel-motorische vaardigheden en proprioceptie dan gewone testen met pennen.

Men meet de snelheid en kwaliteit van de beweging.

Hij geeft een goed beeld van de manipulatiebewegingen die men nodig heeft in diverse ADL activiteiten: munten, oorbellen, knopen...

Specificaties

- houten kistje met kunststof testplaat die tevens dienst doet als deksel
- testplaat met 16 multi-directionele gleuven 17 x 17 cm in 4 x 4 rijen
- de test wordt uitgevoerd met 20 muntstukken < 2 cm (niet inbegrepen)
- extra nodig: stopwatch