

# Baseline Fold-Up monofilaments set set van 5 (2,83, 3,61, 4,31, 4,56, 6,65), hand -- 12-1740



Art: AD168825 | Merk: [BASELINE](#)



## Productinformatie

Test voor oppervlaktegevoeligheid. Hij werkt op basis van draadjes van verschillende diktes. Deze worden tegen de huid geduwd en aan de patiënt wordt gevraagd of hij/zij de aanraking voelt. Voorzien van een kleurgecodeerd systeem die de toestand aangeeft. Elk filament kan ook afzonderlijk besteld worden.